

okm[®]

leckko

OKM Leckko

Perfectly fitted orthosis







We are Partners. We are Global.

OKM was born in 2000 as a result of the cooperation between technical and professional orthopedic companies of the chemical and polyurethane industry. The objective was to create a value proposal towards the orthopedic sector with specialized solutions for the increasingly demanding sector necessities. Currently, our exports reach more than 50 countries and among our customers we are pleased to collaborate with the most important and experienced companies in each country.

OKM nació el año 2000 con el objetivo de desarrollar productos nuevos y aplicaciones químicas del poliuretano en el sector de la ortopedia técnica. La evolución y el crecimiento han hecho de OKM una empresa líder en soluciones técnicas ortopédicas de máxima calidad que se adaptan a las necesidades de los profesionales a la vez que mejoran la calidad de vida de los pacientes. Nuestras exportaciones se extienden a más de 50 países y, entre nuestros clientes, tenemos el placer de trabajar con los centros ortopédicos más importantes y experimentados del mundo.

OKM est née en 2000, fruit de la collaboration entre des entreprises du secteur orthopédique, de l'industrie chimique et du polyuréthane. L'objectif était de pouvoir proposer des solutions spécialisées aux besoins chaque jour plus exigeants du secteur orthopédique. Actuellement nous exportons dans plus de 50 pays et nous avons parmi nos clients les sociétés les plus importantes dans chaque pays.

**We export to more
than 50 countries**

**Exportamos a más
de 50 países**

**Nous exportons
dans plus de 50 pays**



OKM Leckko



Leckko



Steps

Our orthoses adapt to the individual needs of each patient and are the result of combining cutting-edge technology with decades of experience in this field.

Nuestras ortesis se adaptan a las necesidades individuales de cada paciente y son el resultado de combinar tecnología de vanguardia con décadas de experiencia en este campo.

Nos orthèses sont adaptées aux besoins individuels de chaque patient et sont le résultat de la combinaison d'une technologie de pointe avec des décennies d'expérience dans ce domaine.



The revolutionary system of immobilizing orthoses

La revolución de las ortesis inmovilizadoras

Le système révolutionnaire d'orthèses immobilisantes

MMSS
Upper limb
Membros superiores

8 Adulto · Adult · *Adulte*

24 Pediátrico · Pediatric · *Pédiatrique*

MMII
Lower limb
Membros inferiores

16 Adulto · Adult · *Adulte*

29 Baby · Baby · *Baby*

30 Pediátrico · Pediatric · *Pédiatrique*

Tronco
Trunk
Tronc

20 Adulto · Adult · *Adulte*

34 Pediátrico · Pediatric · *Pédiatrique*

Accesorios
Accessories
Accessoires


36 Accesorios · Accessories · *Accessoires*

LB01



Ortesis posicional de mano: Cara palmar rígida
 Positional hand orthosis: Rigid palmar part
 Orthèse positionnelle de la main: Face palmaire rigide

Referencia Reference <i>Référence</i>	Mano Hand <i>Main</i>	Talla Size <i>Taille</i>	Medidas Measurements <i>Mesures</i>
LB01LG1	Izquierda Left <i>Gauche</i>	1	B: 22-26 C: 14-16
LB01LG2	Izquierda Left <i>Gauche</i>	2	B: 24-28 C: 15-19
LB01LG3	Izquierda Left <i>Gauche</i>	3	B: 26-31 C: 16-20
LB01LG4	Izquierda Left <i>Gauche</i>	4	B: 28-34 C: 17-21
LB01LG5	Izquierda Left <i>Gauche</i>	5	B: 31-37 C: 18-22
LB01RG1	Derecha Right <i>Droite</i>	1	B: 22-26 C: 14-16
LB01RG2	Derecha Right <i>Droite</i>	2	B: 24-28 C: 15-19
LB01RG3	Derecha Right <i>Droite</i>	3	B: 26-31 C: 16-20
LB01RG4	Derecha Right <i>Droite</i>	4	B: 28-34 C: 17-21
LB01RG5	Derecha Right <i>Droite</i>	5	B: 31-37 C: 18-22




LB01-2



Ortesis inmovilizadora de mano: Cara palmar y dorsal rígidas
Immobilizing hand orthosis: Rigid palmar and dorsal parts
 Orthèse d'immobilisation de la main: Face palmaire et face dorsale rigides

Referencia Reference <i>Référence</i>	Mano Hand <i>Main</i>	Talla Size <i>Taille</i>	Medidas Measurements <i>Mesures</i>
LB01-2LG1	Izquierda Left <i>Gauche</i>	1	B: 22-26 C: 14-16
LB01-2LG2	Izquierda Left <i>Gauche</i>	2	B: 24-28 C: 15-19
LB01-2LG3	Izquierda Left <i>Gauche</i>	3	B: 26-31 C: 16-20
LB01-2LG4	Izquierda Left <i>Gauche</i>	4	B: 28-34 C: 17-21
LB01-2LG5	Izquierda Left <i>Gauche</i>	5	B: 31-37 C: 18-22
LB01-2RG1	Derecha Right <i>Droite</i>	1	B: 22-26 C: 14-16
LB01-2RG2	Derecha Right <i>Droite</i>	2	B: 24-28 C: 15-19
LB01-2RG3	Derecha Right <i>Droite</i>	3	B: 26-31 C: 16-20
LB01-2RG4	Derecha Right <i>Droite</i>	4	B: 28-34 C: 17-21
LB01-2RG5	Derecha Right <i>Droite</i>	5	B: 31-37 C: 18-22




LB02



Ortesis de muñeca
Wrist orthosis
 Orthèse de poignet

Referencia Reference <i>Référence</i>	Mano Hand <i>Main</i>	Talla Size <i>Taille</i>	Medidas Measurements <i>Mesures</i>
LB02G1	Izquierda/Derecha Left/Right <i>Gauche/Droite</i>	1	B: 22-26 C: 14-16
LB02G2	Izquierda/Derecha Left/Right <i>Gauche/Droite</i>	2	B: 24-28 C: 15-19
LB02G3	Izquierda/Derecha Left/Right <i>Gauche/Droite</i>	3	B: 26-31 C: 16-20
LB02G4	Izquierda/Derecha Left/Right <i>Gauche/Droite</i>	4	B: 28-34 C: 17-21
LB02G5	Izquierda/Derecha Left/Right <i>Gauche/Droite</i>	5	B: 31-37 C: 18-22




LB03



Ortesis de antebrazo
Forearm orthosis
Orthèse d'avant-bras

Referencia Reference Référence	Mano Hand Main	Talla Size Taille	Medidas Measurements Mesures
LB03G1	Izquierda/Derecha Left/Right Gauche/Droite	1	B: 22-26 C: 14-16
LB03G2	Izquierda/Derecha Left/Right Gauche/Droite	2	B: 24-28 C: 15-19
LB03G3	Izquierda/Derecha Left/Right Gauche/Droite	3	B: 26-31 C: 16-20
LB03G4	Izquierda/Derecha Left/Right Gauche/Droite	4	B: 28-34 C: 17-21
LB03G5	Izquierda/Derecha Left/Right Gauche/Droite	5	B: 31-37 C: 18-22




LB04



Ortesis de antebrazo con pulgar
Forearm orthosis with thumb
 Orthèse d'avant-bras avec pouce

Referencia Reference <i>Référence</i>	Mano Hand <i>Main</i>	Talla Size <i>Taille</i>	Medidas Measurements <i>Mesures</i>
LB04G1	Izquierda/Derecha Left/Right <i>Gauche/Droite</i>	1	B: 22-26 C: 14-16
LB04G2	Izquierda/Derecha Left/Right <i>Gauche/Droite</i>	2	B: 24-28 C: 15-19
LB04G3	Izquierda/Derecha Left/Right <i>Gauche/Droite</i>	3	B: 26-31 C: 16-20
LB04G4	Izquierda/Derecha Left/Right <i>Gauche/Droite</i>	4	B: 28-34 C: 17-21
LB04G5	Izquierda/Derecha Left/Right <i>Gauche/Droite</i>	5	B: 31-37 C: 18-22




LB05



Ortesis de muñeca con pulgar
Wrist and thumb orthosis
 Orthèse de poignet avec pouce

Referencia Reference <i>Référence</i>	Mano Hand <i>Main</i>	Talla Size <i>Taille</i>	Medidas Measurements <i>Mesures</i>
LB05G1	Izquierda/Derecha Left/Right <i>Gauche/Droite</i>	1	B: 22-26 C: 14-16
LB05G2	Izquierda/Derecha Left/Right <i>Gauche/Droite</i>	2	B: 24-28 C: 15-19
LB05G3	Izquierda/Derecha Left/Right <i>Gauche/Droite</i>	3	B: 26-31 C: 16-20
LB05G4	Izquierda/Derecha Left/Right <i>Gauche/Droite</i>	4	B: 28-34 C: 17-21
LB05G5	Izquierda/Derecha Left/Right <i>Gauche/Droite</i>	5	B: 31-37 C: 18-22




LB06



Ortesis de brazo
Arm orthosis
 Orthèse de bras

Referencia Reference <i>Référence</i>	Mano Hand <i>Main</i>	Talla Size <i>Taille</i>	Medidas Measurements <i>Mesures</i>
LB06G1	Izquierda/Derecha Left/Right <i>Gauche/Droite</i>	1	I: 23-28 H: 22-27 B: 21-25 C: 14-16
LB06G2	Izquierda/Derecha Left/Right <i>Gauche/Droite</i>	2	I: 25-30 H: 24-29 B: 23-28 C: 15-18
LB06G3	Izquierda/Derecha Left/Right <i>Gauche/Droite</i>	3	I: 27-32 H: 26-31 B: 25-30 C: 16-19
LB06G4	Izquierda/Derecha Left/Right <i>Gauche/Droite</i>	4	I: 29-34 H: 28-33 B: 27-32 C: 17-21
LB06G5	Izquierda/Derecha Left/Right <i>Gauche/Droite</i>	5	I: 31-36 H: 30-35 B: 29-34 C: 18-22




LB09



Ortesis inmovilizadora de pulgar
Wrist and thumb orthosis
 Orthèse d'immobilisation du pouce

Referencia Reference <i>Référence</i>	Mano Hand <i>Main</i>	Talla Size <i>Taille</i>	Medidas Measurements <i>Mesures</i>
LB09G1	Izquierda/Derecha Left/Right <i>Gauche/Droite</i>	1	C: 13-17
LB09G2	Izquierda/Derecha Left/Right <i>Gauche/Droite</i>	2	C: 16-20
LB09G3	Izquierda/Derecha Left/Right <i>Gauche/Droite</i>	3	C: 19-23




LP02



Ortesis de rodilla
Knee orthosis
Orthèse du genou

Referencia Reference Référence	Pierna Leg Jambe	Talla Size Taille	Medidas Measurements Mesures
LP02G1	Izquierda/Derecha Left/Right Gauche/Droite	1	D: 42-49 E: 37-43 J: 29-34 F: 20-25
LP02G2	Izquierda/Derecha Left/Right Gauche/Droite	2	D: 44-51 E: 39-46 J: 31-37 F: 22-27
LP02G3	Izquierda/Derecha Left/Right Gauche/Droite	3	D: 48-56 E: 41-48 J: 33-39 F: 24-28
LP02G4	Izquierda/Derecha Left/Right Gauche/Droite	4	D: 53-61 E: 44-51 J: 35-41 F: 26-31
LP02G5	Izquierda/Derecha Left/Right Gauche/Droite	5	D: 58-66 E: 48-56 J: 37-43 F: 28-34



LP03



Ortesis botina corta de tobillo
Short ankle boot orthosis
Orthèse botte courte de cheville

Referencia Reference <i>Référence</i>	Pierna Leg <i>Jambe</i>	Talla Size <i>Taille</i>	Medidas Measurements <i>Mesures</i>
LP03G1	Izquierda/Derecha Left/Right <i>Gauche/Droite</i>	1	J: 29-34 F: 20-25 G: 24-28
LP03G2	Izquierda/Derecha Left/Right <i>Gauche/Droite</i>	2	J: 31-37 F: 22-27 G: 25-30
LP03G3	Izquierda/Derecha Left/Right <i>Gauche/Droite</i>	3	J: 33-39 F: 24-28 G: 26-31
LP03G4	Izquierda/Derecha Left/Right <i>Gauche/Droite</i>	4	J: 35-41 F: 26-31 G: 28-33
LP03G5	Izquierda/Derecha Left/Right <i>Gauche/Droite</i>	5	J: 37-43 F: 28-34 G: 30-36




LP04



Ortesis botina larga de tobillo
Long ankle boot orthosis
 Orthèse botte longue de cheville

Referencia Reference <i>Référence</i>	Pierna Leg <i>Jambe</i>	Talla Size <i>Taille</i>	Medidas Measurements <i>Mesures</i>
LP04G1	Izquierda/Derecha Left/Right <i>Gauche/Droite</i>	1	J: 29-34 F: 20-25 G: 24-28
LP04G2	Izquierda/Derecha Left/Right <i>Gauche/Droite</i>	2	J: 31-37 F: 22-27 G: 25-30
LP04G3	Izquierda/Derecha Left/Right <i>Gauche/Droite</i>	3	J: 33-39 F: 24-28 G: 26-31
LP04G4	Izquierda/Derecha Left/Right <i>Gauche/Droite</i>	4	J: 35-41 F: 26-31 G: 28-33
LP04G5	Izquierda/Derecha Left/Right <i>Gauche/Droite</i>	5	J: 37-43 F: 28-34 G: 30-36




LP05



Ortesis de rodilla y tobillo
Knee and ankle orthosis
Orthèse de genou et de cheville

Referencia Reference <i>Référence</i>	Pierna Leg <i>Jambe</i>	Talla Size <i>Taille</i>	Medidas Measurements <i>Mesures</i>
LP05G1	Izquierda/Derecha Left/Right <i>Gauche/Droite</i>	1	D: 42-49 E: 37-43 J: 29-34 F: 20-25 G: 24-28
LP05G2	Izquierda/Derecha Left/Right <i>Gauche/Droite</i>	2	D: 44-51 E: 39-46 J: 31-37 F: 22-27 G: 25-30
LP05G3	Izquierda/Derecha Left/Right <i>Gauche/Droite</i>	3	D: 48-56 E: 41-48 J: 33-39 F: 24-28 G: 26-31
LP05G4	Izquierda/Derecha Left/Right <i>Gauche/Droite</i>	4	D: 53-61 E: 44-51 J: 35-41 F: 26-31 G: 28-33
LP05G5	Izquierda/Derecha Left/Right <i>Gauche/Droite</i>	5	D: 58-66 E: 48-56 J: 37-43 F: 28-34 G: 30-36




LC01



Corsé sacrolumbar corto
 Short lumbosacral corset
 Corset sacro-lombaire court

Referencia Reference <i>Référence</i>	Talla Size <i>Taille</i>	Medidas Measurements <i>Mesures</i>
LC01G1	1	A: 64-78 K: 43-52
LC01G2	2	A: 68-88 K: 45-54
LC01G3	3	A: 78-100 K: 48-57
LC01G4	4	A: 84-110 K: 51-60
LC01G5	5	A: 88-115 K: 54-63




LC02



Corsé sacrolumbar alto
High lumbosacral corset
 Corset sacro-lombaire long

Referencia Reference Référence	Talla Size Taille	Medidas Measurements Mesures
LC02G1	1	A: 64-78 K: 43-52
LC02G2	2	A: 68-88 K: 45-54
LC02G3	3	A: 78-100 K: 48-57
LC02G4	4	A: 84-110 K: 51-60
LC02G5	5	A: 88-115 K: 54-63



LC01G-A1



Accesorio dorsal
Dorsal accessory
 Accessoire dorsal


Referencia Reference <i>Référence</i>	Talla Size <i>Taille</i>	Medidas Measurements <i>Mesures</i>
LC01G1-A1-1	1	Para tallas 1 a 3 de LC01G y LC02G For sizes 1 to 3 of LC01G and LC02G Pour les tailles 1 à 3 de LC01G et LC02
LC01G2-A1-2	2	Para tallas 4 y 5 de LC01G y LC02G For sizes 4 and 5 of LC01G and LC02G Pour les tailles 4 et 5 de LC01G et LC02G

LC03



Corsé dorsolumbar bivalvo
 Bivalve dorso-lumbar corset
 Corset dorso-lombaire bivalve

Referencia Reference Référence	Talla Size Taille	Medidas Measurements Mesures
LC03G1	1	A: 64-78 K: 43-52
LC03G2	2	A: 68-88 K: 45-54
LC03G3	3	A: 78-100 K: 48-57
LC03G4	4	A: 84-110 K: 51-60
LC03G5	5	A: 88-115 K: 54-63




LB01



Ortesis posicional de mano: Cara palmar rígida
 Positional hand orthosis: Rigid palmar aspect
 Orthèse positionnelle de la main: Face palmaire rigide

Referencia Reference <i>Référence</i>	Mano Hand <i>Main</i>	Talla Size <i>Taille</i>	Medidas Measurements <i>Mesures</i>
LB01LP1	Izquierda Left <i>Gauche</i>	1	B: 15-19 C: 10-12
LB01LP2	Izquierda Left <i>Gauche</i>	2	B: 17-21 C: 11-13
LB01LP3	Izquierda Left <i>Gauche</i>	3	B: 19-23 C: 12-14
LB01LP4	Izquierda Left <i>Gauche</i>	4	B: 21-25 C: 13-15
LB01RP1	Derecha Right <i>Droite</i>	1	B: 15-19 C: 10-12
LB01RP2	Derecha Right <i>Droite</i>	2	B: 17-21 C: 11-13
LB01RP3	Derecha Right <i>Droite</i>	3	B: 19-23 C: 12-14
LB01RP4	Derecha Right <i>Droite</i>	4	B: 21-25 C: 13-15




LB01-2



Ortesis inmovilizadora de mano: Cara palmar y dorsal rígidas
Immobilizing hand orthosis: Rigid palmar and dorsal aspects
 Orthèse d'immobilisation de la main: Face palmaire et face dorsal rigides

Referencia Reference <i>Référence</i>	Mano Hand <i>Main</i>	Talla Size <i>Taille</i>	Medidas Measurements <i>Mesures</i>
LB01-2LP1	Izquierda Left <i>Gauche</i>	1	B: 15-19 C: 10-12
LB01-2LP2	Izquierda Left <i>Gauche</i>	2	B: 17-21 C: 11-13
LB01-2LP3	Izquierda Left <i>Gauche</i>	3	B: 19-23 C: 12-14
LB01-2LP4	Izquierda Left <i>Gauche</i>	4	B: 21-25 C: 13-15
LB01-2RP1	Derecha Rigt <i>Droite</i>	1	B: 15-19 C: 10-12
LB01-2RP2	Derecha Right <i>Droite</i>	2	B: 17-21 C: 11-13
LB01-2RP3	Derecha Right <i>Droite</i>	3	B: 19-23 C: 12-14
LB01-2RP4	Derecha Right <i>Droite</i>	4	B: 21-25 C: 13-15




LB03



Ortesis de antebrazo
Forearm orthosis
Orthèse d'avant-bras

Referencia Reference <i>Référence</i>	Mano Hand <i>Main</i>	Talla Size <i>Taille</i>	Medidas Measurements <i>Mesures</i>
LB03P1	Izquierda/Derecha Left/Right <i>Gauche/Droite</i>	1	B: 15-19 C: 10-12
LB03P2	Izquierda/Derecha Left/Right <i>Gauche/Droite</i>	2	B: 17-21 C: 11-13
LB03P3	Izquierda/Derecha Left/Right <i>Gauche/Droite</i>	3	B: 19-23 C: 12-14
LB03P4	Izquierda/Derecha Left/Right <i>Gauche/Droite</i>	4	B: 21-25 C: 13-15




LB04



Ortesis de antebrazo con pulgar
Forearm orthosis with thumb
 Orthèse d'avant-bras avec pouce

Referencia Reference <i>Référence</i>	Mano Hand <i>Main</i>	Talla Size <i>Taille</i>	Medidas Measurements <i>Mesures</i>
LB04P1	Izquierda/Derecha Left/Right <i>Gauche/Droite</i>	1	B: 15-19 C: 10-12
LB04P2	Izquierda/Derecha Left/Right <i>Gauche/Droite</i>	2	B: 17-21 C: 11-13
LB04P3	Izquierda/Derecha Left/Right <i>Gauche/Droite</i>	3	B: 19-23 C: 12-14
LB04P4	Izquierda/Derecha Left/Right <i>Gauche/Droite</i>	4	B: 21-25 C: 13-15




LB06



Ortesis de brazo
Arm orthosis
 Orthèse de bras

Referencia Reference <i>Référence</i>	Mano Hand <i>Main</i>	Talla Size <i>Taille</i>	Medidas Measurements <i>Mesures</i>
LB06P1	Izquierda/Derecha Left/Right <i>Gauche/Droite</i>	1	I: 18-22 H: 17-21 B: 14-16 C: 10-12
LB06P2	Izquierda/Derecha Left/Right <i>Gauche/Droite</i>	2	I: 19-23 H: 18-22 B: 15-18 C: 11-13
LB06P3	Izquierda/Derecha Left/Right <i>Gauche/Droite</i>	3	I: 20-24 H: 19-23 B: 17-21 C: 12-14
LB06P4	Izquierda/Derecha Left/Right <i>Gauche/Droite</i>	4	I: 21-25 H: 20-24 B: 19-23 C: 13-15




LP03B



Ortesis botina corta (baby)
Short boot orthosis (baby)
 Orthèse botte courte de cheville (baby)

Referencia Reference Référence	Pierna Leg Jambe	Talla Size Taille	Medidas Measurements Mesures
LP03B1	Izquierda/Derecha Left/Right Gauche/Droite	1	F: 10,5-13 J: 12,3-15,5 L: 11
LP03B2	Izquierda/Derecha Left/Right Gauche/Droite	2	F: 12,3-15 J: 16-20 L: 15
LP03B3	Izquierda/Derecha Left/Right Gauche/Droite	3	F: 14-17,8 J: 19,5-24,8 L: 19



LP02



Ortesis de rodilla
Knee orthosis
Orthèse du genou

Referencia Reference Référence	Pierna Leg Jambe	Talla Size Taille	Medidas Measurements Mesures
LP02P1	Izquierda/Derecha Left/Right Gauche/Droite	1	D: 27-33 J: 19-23 F: 14-16
LP02P2	Izquierda/Derecha Left/Right Gauche/Droite	2	D: 31-37 J: 21-26 F: 15-18
LP02P3	Izquierda/Derecha Left/Right Gauche/Droite	3	D: 35-41 J: 24-28 F: 17-21
LP02P4	Izquierda/Derecha Left/Right Gauche/Droite	4	D: 40-46 J: 27-31 F: 19-23




LP03



Ortesis botina corta de tobillo
Short ankle boot orthosis
 Orthèse botte courte de cheville

Referencia Reference Référence	Pierna Leg Jambe	Talla Size Taille	Medidas Measurements Mesures
LP03P1	Izquierda/Derecha Left/Right Gauche/Droite	1	J: 19-23 F: 14-16 G: 16-20
LP03P2	Izquierda/Derecha Left/Right Gauche/Droite	2	J: 21-26 F: 15-19 G: 18-22
LP03P3	Izquierda/Derecha Left/Right Gauche/Droite	3	J: 24-28 F: 17-21 G: 20-24
LP03P4	Izquierda/Derecha Left/Right Gauche/Droite	4	J: 27-31 F: 19-23 G: 22-26





LP04



Ortesis botina larga de tobillo
Long ankle boot orthosis
 Orthèse botte longue de cheville

Referencia Reference <i>Référence</i>	Pierna Leg <i>Jambe</i>	Talla Size <i>Taille</i>	Medidas Measurements <i>Mesures</i>
LP04P1	Izquierda/Derecha Left/Right <i>Gauche/Droite</i>	1	J: 19-23 F: 14-16 G: 16-20
LP04P2	Izquierda/Derecha Left/Right <i>Gauche/Droite</i>	2	J: 21-26 F: 15-19 G: 18-22
LP04P3	Izquierda/Derecha Left/Right <i>Gauche/Droite</i>	3	J: 24-28 F: 17-21 G: 20-24
LP04P4	Izquierda/Derecha Left/Right <i>Gauche/Droite</i>	4	J: 27-31 F: 19-23 G: 22-26




LP05



Ortesis de rodilla y tobillo
Knee and ankle orthosis
Orthèse de genou et de cheville

Referencia Reference <i>Référence</i>	Pierna Leg <i>Jambe</i>	Talla Size <i>Taille</i>	Medidas Measurements <i>Mesures</i>
LP05P1	Izquierda/Derecha Left/Right <i>Gauche/Droite</i>	1	D: 27-33 J: 19-23 F: 14-16 G: 16-20
LP05P2	Izquierda/Derecha Left/Right <i>Gauche/Droite</i>	2	D: 31-37 J: 21-26 F: 15-19 G: 18-22
LP05P3	Izquierda/Derecha Left/Right <i>Gauche/Droite</i>	3	D: 35-41 J: 24-28 F: 17-21 G: 20-24
LP05P4	Izquierda/Derecha Left/Right <i>Gauche/Droite</i>	4	D: 40-46 J: 27-31 F: 19-23 G: 22-26




LC02



Corsé sacrolumbar alto
 High lumbosacral corset
 Corset sacro-lombaire long

Referencia Reference <i>Référence</i>	Talla Size <i>Taille</i>	Medidas Measurements <i>Mesures</i>
LC02P1	1	A: 50-58 K: 28-32
LC02P2	2	A: 54-62 K: 31-35
LC02P3	3	A: 59-67 K: 34-38
LC02P4	4	A: 63-71 K: 37-41




LC03



Corsé dorsolumbar bivalvo
 Bivalve dorso-lumbar corset
 Corset dorso-lombaire bivalve

Referencia Reference Référence	Talla Size Taille	Medidas Measurements Mesures
LC03P1	1	A: 50-58 K: 28-32
LC03P2	2	A: 54-62 K: 31-35
LC03P3	3	A: 59-67 K: 34-38
LC03P4	4	A: 63-71 K: 37-41





References	Description	Qty/Bag	Measures
LCK-01-S01	Manta calefactora Leckko - talla 1 Leckko heating blanket - size 1 Couverture chauffante Leckko - taille 1	1 unit	600x900 mm
LCK-01-S02	Manta calefactora Leckko - talla 2 Leckko heating blanket - size 2 Couverture chauffante Leckko - taille 2	1 unit	400x600 mm
LCK-02-S01	Bolsa para manta calefactora Leckko - talla 1 Bag for Leckko heating blanket - size 1 Sac pour couverture chauffante Leckko - taille 1	1 unit	
LCK-02-S02	Bolsa para manta calefactora Leckko - talla 2 Bag for Leckko heating blanket - size 2 Sac pour couverture chauffante Leckko - taille 2	1 unit	
LCK-07	Tiras elásticas para remate Leckko Elastic straps for finishing Leckko Sangles élastiques pour finition Leckko	10 units	26x600 mm
LCK-10-2V1	Refuerzo delantero de aluminio para LC03 tallas 1 y 2 Front aluminum reinforcement for LC03 sizes 1 and 2 Renfort avant en aluminium pour LC03 tailles 1 et 2	1 unit	140x20x3 mm
LCK-10-1V1	Refuerzo delantero de aluminio para LC03 tallas 3, 4 y 5 Front aluminum reinforcement for LC03 sizes 3, 4 and 5 Renfort avant en aluminium pour LC03 tailles 3, 4 et 5	1 unit	180x20x3 mm

👁 Manta calefactora Leckko 600x900 mm - talla 1
Leckko heating blanket 600x900 mm - size 1
Couverture chauffante Leckko 600x900 mm - taille 1

References	Description	Qty/Bag	Measures
LCK-10-1V2	Refuerzo trasero de aluminio para LC01G-A1 Aluminum rear reinforcement for LC01G-A1 <i>Renfort arrière en aluminium pour LC01G-A1</i>	2 units	180x20x3 mm
LCK-11-A1	Tira de refuerzo para Leckko Reinforcement strip for Leckko <i>Bande de renfort pour Leckko</i>	2 units	38x400 mm
LCK-11-A2	Tira de refuerzo para Leckko Reinforcement strip for Leckko <i>Bande de renfort pour Leckko</i>	2 units	38x800 mm
LCK-11-E	Tira de refuerzo para Leckko Reinforcement strip for Leckko <i>Bande de renfort pour Leckko</i>	2 units	25x400 mm
LCK-12-A1	Extensor de solapa para corsé Leckko Flap extender for Leckko corset <i>Extension de rabat pour corset Leckko</i>	1 unit	16x360 mm
LCK-12-A2	Extensor de solapa para corsé Leckko Flap extender for Leckko corset <i>Extension de rabat pour corset Leckko</i>	1 unit	21x360 mm

NOTAS
NOTES
NOTES

Orthotic solutions

okm[®]

Ctra. N-260 km. 41 nave 1
17742 Avinyonet de Puigventós
Girona (Spain)

T +34 972 67 70 95
F +34 972 67 70 96
okm@okm.es

www.okm.es